



La compresa de laparotomía es un dispositivo médico de uso transitorio, diseñado para la limpieza y cuidado de heridas, así como para la absorción de sangre y otros fluidos corporales. También puede utilizarse para aislar y proteger la herida durante el proceso de curación. Este dispositivo es estéril y de un solo uso.

Elaborado con gasa de algodón absorbente.

Vida útil: 5 años.

Hipoalergénica y Atóxica

Almacenamiento

Mantener alejado de la luz solar directa, almacenar en lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.



Registro sanitario:

INVIMA 2024DM-0029018

INVIMA 2025DM-0030031

CARACTERÍSTICAS

- Color Blanco.
- 45 x 45 cm.
- Manija de sujeción.
- Cinta Radiopaco para detección por rayos X.
- Mayor Absorción y Suavidad con los tejidos.
- Disponible en 4 y 6 pliegues.
- Esterilizado con Oxido de Etileno.
- Prelavada.



Especificaciones técnicas

Composición:	100% Algodón
Tiempo de absorción:	<10 segundos
Fuerza de rotura:	N/30mm
Peso/m ² :	≥19g
Perdida por secado:	Max. 8%
Cantidad de hilos x 2,5 cm en la urdimbre:	26 hilos ±5%
Cantidad de hilos x 2,5 cm en la Trama:	18 hilos ±5%

Presentación comercial:

- **4 pliegues :**
 - Paquete por unidad // Caja master por 200 paquetes.
 - Paquete por 5 unidades // Caja master con 80 paquetes.
- **6 pliegues:**
 - Paquete por unidad // Caja master por 200 paquetes.
 - Paquete por 5 unidades // Caja master con 40 paquetes.



Estándares de calidad:

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.** Garantiza la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente.
- **Cumple los estándares de la ISO 13485.** Norma Internacional específica usada para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de Dispositivos Médicos y servicios relacionados; cumpliendo con la legislación vigente y con la necesidad de nuestros clientes.
- **Cumple los estándares de la ISO 11607: 2017 .** Envases para dispositivos médicos esterilizados:
Parte 1: Requisitos para materiales, sistemas de barrera estériles y sistemas de embalaje.
Parte 2: Requisitos de validación para procesos de conformado, sellado y ensamblaje.
- **Cumple los estándares europeos EN 14079: 2023:** Dispositivos médicos no activos: rendimiento
Requisitos y métodos de prueba para gasas de algodón absorbente y gasas de algodón y viscosa absorbentes.
- **Cumple los estándares europeos EN ISO 10993:** Evaluación biológica de dispositivos médicos.
Parte 5: Pruebas de citotoxicidad in vitro.
Parte 10: Ensayos de irritación y sensibilización cutánea.

Códigos de barras para empaques:

PRESENTACIÓN	SOBRE	MASTER
4 PLIEGUES UNIDAD	6975628332557	26975628332551
4 PLIEGUES BOLSA X 5	6975628332533	26975628332537
6 PLIEGUES UNIDAD	6975628332595	26975628332599
6 PLIEGUES BOLSA X 5	6975628332601	26975628332605

Laura Daniela Rivas Motta
Directora Técnica.