



El guante de examen de vinilo actúa como barrera protectora contra infecciones entre el paciente y el profesional de la Salud. Son usados en procedimientos no estériles, en área de la salud, estética e industrial; destinado para un solo uso.

AQL: 1,5

Libre de latex

Tallas: XS, S, M, L, XL.

Vida útil: 5 años.

### Almacenamiento

Mantener alejado de la luz solar directa, guardar en lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición



### Registro sanitario:

INVIMA 2024DM-0028543

## CARACTERÍSTICAS



- Ambidiestros, cómodos y de fácil postura.
- Con orillo reforzado.
- Superficie externa Microtexturizada.
- Buena flexibilidad y tacto.
- Superficie interna libre de talco.
- No estériles.



### Especificaciones técnicas

Composición: Cloruro de Polivinilo (PVC)  
Fuerza de rotura:  $\geq 3,6$  N

### Espesor (mm)

Peso (g)	Dedos	Palma	Puño
4,0	0,08±0,03	0,07±0,03	0,06±0,03
4,5	0,08±0,03	0,08±0,03	0,06±0,03
5,0	0,09±0,03	0,09±0,03	0,07±0,03



### Dimensiones

Talla	XS	S	M	L	XL
Largo (mm):	240	240	240	240	240
Ancho (mm):	≤80	80±10	95±10	110±10	≥110

### Estándares de calidad:

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.** Garantiza la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente.
- **Cumple los estándares de la ISO 13485.** Norma Internacional específica usada para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de Dispositivos Médicos y servicios relacionados; cumpliendo con la legislación vigente y con la necesidad de nuestros clientes.
- **Cumple los estándares ASTM D3577.** Especificación Estándar Internacional para guantes de látex quirúrgicos estériles, usados en el ámbito médico.
- **Cumple los estándares europeos EN 455.** Norma Europea específica para guantes médicos, para que el producto se use en un entorno médico es necesario que cumpla con unas pruebas:
  - EN 455-1: 2020 Libre de agujeros.
  - EN 455-2: 2015 Propiedades físicas.
  - EN 455-3: 2015 Evaluación biológica.

### Presentación comercial:

- Plegadiza/ display por 100 unidades.
- Caja master con 10 plegadizas/ displays.

### Códigos de barras para empaques:

TALLA	PLEGADIZA	MASTER
XS	6975628330751	16975628330758
S	6975628330768	16975628330765
M	6975628330775	16975628330772
L	6975628330782	16975628330789
XL	6975628330799	16975628330796