

GUANTE DE NITRILO

Sin Talco



El guante de examen de nitrilo actúa como barrera protectora contra infecciones entre el paciente y el profesional de la Salud. Son usados en procedimientos no estériles, en área de la salud, estética e industrial; destinado para un solo uso.

AQL: 1,5

Libre de latex

Tallas: XS, S, M, L, XL.

Vida útil: 5 años.

Almacenamiento

Mantener alejado de la luz solar directa, guardar en lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.



Colores disponibles:



Registro sanitario:

INVIMA 2024DM-0028565

INVIMA 2024DM-0029268

CARACTERÍSTICAS

- Ambidiestros, cómodos y de fácil postura.
- Con orillo reforzado.
- Variedad en colores.
- Superficie externa microtexturizada, para un agarre seguro en condiciones secas, húmedas y con presencia de aceites o grasas.
- Alta resistencia al rasgado y a la tracción, lo que prolonga su durabilidad durante el uso.
- Buena flexibilidad y tacto.
- Superficie interna libre de talco, para evitar la contaminación de los productos.
- No estériles.



Especificaciones técnicas

Composición: Nitrilo- Caucho Sintentico 100%

Fuerza de rotura: $\geq 6.0N$

Resistencia a la tracción: 14 MPa min

Elongación: 500% min

Espesor (mm)

Peso (g)	Dedos (mm)	Palma (mm)	Puño (mm)
4,0	0,11±0,03	0,08±0,03	0,07±0,03
4,5	0,11±0,03	0,09±0,03	0,08±0,03

Dimensiones

Talla	XS	S	M	L	XL
Largo (mm):	240	240	240	240	240
Ancho (mm):	≤80	80±10	95±10	110±10	≥110

Estándares de calidad:

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.** Garantiza la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente.
- **Cumple los estándares de la ISO 13485.** Norma Internacional específica usada para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de Dispositivos Médicos y servicios relacionados; cumpliendo con la legislación vigente y con la necesidad de nuestros clientes.
- **Cumple los estándares europeos EN 455.** Norma Europea específica para guantes médicos, para que el producto se use en un entorno médico es necesario que cumpla con unas pruebas:
 - EN 455-1: 2020 Libre de agujeros.
 - EN 455-2: 2015 Propiedades físicas.
 - EN 455-3: 2015 Evaluación biológica.
 - EN 455-4: 2010 Determinación de vida útil.
- **Cumple los estándares europeos EN ISO 10993:** Evaluación y ensayos mediante un proceso de gestión del riesgo:
 - EN ISO 10993-10: Pruebas de irritación y sensibilización de la piel.
 - EN ISO 10993-10: Pruebas de toxicidad sistémica.

Presentación comercial:

- Plegadiza/ display por 100 unidades.
- Caja master con 10 plegadizas/displays.

Códigos de barras para empaques fabricante BYTECH:

TALLA	PLEGADIZA	MASTER
XS	6975628330089	16975628330086
S	6975628330850	16975628330857
M	6975628330867	16975628330864
L	6975628330874	16975628330871
XL	6975628330836	16975628330833

Códigos de barras para empaques fabricante INTCO:

TALLA	PLEGADIZA	MASTER
XS	6975628330706	16975628330086
S	6975628330713	16975628330857
M	6975628330720	16975628330864
L	6975628330737	16975628330871
XL	6975628330744	16975628330741



Laura Daniela Rivas Motta
Directora Técnica.