



CÁNULA NASAL DE OXIGENO



La cánula de oxígeno nasal es un dispositivo diseñado para el transporte de oxígeno mediante canales dobles. Su función principal es administrar oxígeno suplementario a pacientes o personas que requieren oxigenación adicional. Se coloca en la cavidad nasal mediante sus puntas nasales y su conector se conecta a una fuente de oxígeno, como un tanque, un generador portátil o una toma de pared hospitalaria, a través de un medidor de flujo.

Libre de latex

Vida útil: 5 años.

Hipoalergenico y Atóxico

Estéril y No Esteril

Almacenamiento

Mantener alejado de la luz solar directa, almacenar en lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.



Registro sanitario:

INVIMA 2024DM-0029096

CARACTERÍSTICAS

- Fabricada en PVC verde transparente o transparente de grado médico, suave y flexible.
- Diseño ergonómico para reducir la irritación de la piel o las fosas nasales, incluso durante el uso prolongado.
- Puntas nasales curvas extra suaves.
- Esterilizadas con oxido de etileno.
- Dispositivo de un solo uso.
- El tubo principal en su interior tiene forma de flor para impedir acodamiento, asegurando un flujo continuo.
- Permite al paciente respirar con comodidad y libertad.



Especificaciones técnicas:

Punta nasal:	Cloruro de polivinilo (PVC) extra suave
Tubo principal:	Cloruro de polivinilo (PVC)
Conector Ramificado:	Cloruro de polivinilo (PVC)
Conector de Tres canales:	Cloruro de polivinilo (PVC)
Conector:	Cloruro de polivinilo (PVC)
Clip:	Cloruro de polivinilo (PVC)

Presentación comercial:

- Unidad.
- Caja por 100 unidades.



CÁNULA NASAL DE OXIGENO

Estándares de calidad:

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.** Garantiza la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente.
- **Cumple los estándares de la ISO 13485.** Norma Internacional específica usada para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de Dispositivos Médicos y servicios relacionados; cumpliendo con la legislación vigente y con la necesidad de nuestros clientes.
- **Cumple los estándares de EN ISO 10993:** Evaluación biológica de dispositivos médicos
 - **1-2020 :** Evaluación y prueba dentro de un proceso de gestión de riesgos.
 - **5-2009:** Pruebas de citotoxicidad in vitro.
 - **10-2023:** Pruebas de sensibilización cutánea.
 - **23-2021:** Pruebas de irritación.

Dimensiones:

Tipo	Longitud entre orificios (mm)	Diametro interior (mm)	Diametro exterior (mm)
Neonato	6.5 ± 0.5	1.3 ± 0.2	2.5 ± 0.2
Infante	9.5 ± 0.5	2.3 ± 0.2	3.5 ± 0.2
Pediatrico	12.3 ± 0.5	2.7 ± 0.2	4.2 ± 0.2
Adult	14.5 ± 0.5	2.9 ± 0.2	4.5 ± 0.2

Tipo de tubo	Longitud (mm)	Diametro interior (mm)	Diametro exterior (mm)
Tubo principal	1800 ± 50	3.0 ± 0.2	5.0 ± 0.2
Tubo tipo rama	510 ± 50	Minimo 2.0 ± 0.2	3.2 ± 0.2

Instrucciones de Uso:

1. Coloque la cánula en la cara introduciendo las puntas de la cánula en las fosas nasales.
2. Pase el tubo de la cánula por las orejas. Deslice el tubo de la cánula hacia el cuello para un ajuste cómodo debajo de la barbilla.
3. Ajuste el flujo de oxígeno al nivel prescrito por el médico.
4. Conecte el tubo de flujo seguro al suministro de oxígeno.

Laura Daniela Rivas Motta
Directora Técnica.