



Un nebulizador es un dispositivo médico que convierte medicamentos líquidos en aerosol para su inhalación, facilitando el tratamiento de enfermedades respiratorias como asma y fibrosis quística. Los más comunes, los nebulizadores de chorro, utilizan aire comprimido para generar el aerosol, que el paciente inhala directamente.

Libre de latex

Vida útil: 5 años.

Hipoalergénico y Atóxico

Estéril y No Estéril

Adaptador universal

Almacenamiento

Mantener alejado de la luz solar directa, almacenar en lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición.



Registro sanitario:

INVIMA 2024DM-0029096

CARACTERÍSTICAS

- Nebulizador de 8ml o 6ml.
- Fabricada en PVC verde transparente o transparente de grado médico.
- Diseño ergonómico que minimiza irritaciones.
- Bordes suaves y emplumados para comodidad del paciente.
- Esterilizadas con oxido de etileno.
- Adaptador universal que impide fugas o desajuste con fuente de oxígeno y nebulizador.



BESTSURGY

Especificaciones técnicas

Mascarilla	Cloruro de polivinilo (PVC)
Conector de mascara:	Cloruro de polivinilo (PVC)
Tubo de oxígeno:	Cloruro de polivinilo (PVC)
Conector de oxígeno:	Cloruro de polivinilo (PVC)
Nebulizador:	Polipropileno (PP)
Clip adaptable:	Aluminio
Cinta elastica:	Terileno

Presentación comercial

- Unidad.
- Caja por 100 unidades.



Estándares de calidad:

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.** Garantiza la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente.
- **Cumple los estándares de la ISO 13485.** Norma Internacional específica usada para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de Dispositivos Médicos y servicios relacionados; cumpliendo con la legislación vigente y con la necesidad de nuestros clientes.
- **Cumple los estándares de EN ISO 10993:** Evaluación biológica de dispositivos médicos
 - **1-2020 :** Evaluación y prueba dentro de un proceso de gestión de riesgos.
 - **5-2009:** Pruebas de citotoxicidad in vitro.
 - **10-2023:** Pruebas de sensibilización cutánea.
 - **23-2021:** Pruebas de irritación.

Dimensiones:

Tamaño Mascara	Largo (mm)	Ancho (mm)	Alto (mm)
Pediatrico estandar	75 ± 5	70 ± 3	45 ± 3
Adulto estandar	105 ± 5	85 ± 3	60 ± 3
Pediatrico alargada	95 ± 5	70 ± 3	50 ± 3
Adulto alargada	130 ± 5	85 ± 3	65 ± 3
Neonato/Infantil	70 ± 5	50 ± 3	35 ± 3

Cinta elástica	Tubo de oxigeno		
Longitud (mm)	Longitud (mm)	Diametro exterior (mm)	Diametro interior (mm)
500 ± 10	2000 ± 50	5.0 ± 0.2	3.0 ± 0.2

Instrucciones de Uso:

1. Coloque el medicamento prescrito en el frasco nebulizador.
2. Encaje con cuidado la tapa sobre el frasco.
3. Conecte el extremo restante del tubo de suministro a la fuente de presión deseada.
4. Conecte el nebulizador a la entrada de la mascarilla.
5. Conecte el extremo restante del tubo de suministro a la fuente de presión deseada.
6. Ajuste el flujo de oxígeno a 5-6 L/min y compruebe el flujo a través del dispositivo.
7. Coloque la mascarilla en la cara del paciente con la cinta elástica por debajo de las orejas y alrededor del cuello. Tire suavemente de los extremos de la correa hasta que la mascarilla quede bien sujeta. Dé forma a la tira metálica de la mascarilla para ajustarla a la nariz.

Laura Daniela Rivas Motta
Directora Técnica.