



# GUANTE GINECOLOGICO

Esteril- Con Talco



El guante ginecológico de latex actúa como barrera protectora contra infecciones entre el paciente y el profesional de la Salud. Son usados en procedimientos estériles, principalmente en área de la salud obstetricia, ginecología, laboratorio, veterinaria, entre otros; destinado para un solo uso.

**AQL: 1,0**

Elaborado con latex 100% natural

Tallas: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.

Vida útil: 5 años.

## Almacenamiento

Mantener alejado de la luz solar directa, almacenar en lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición



## Registro sanitario:

INVIMA 2024DM-0028289

## CARACTERÍSTICAS

- Recubrimiento en polvo de almidón .
- Forma anatómica para evitar la fatiga muscular.
- Esterilizados con radiación Gamma.
- Con puño de orillo reforzado.
- Color natural.
- Más largo.
- Superficie externa Microtexturizada.
- Superficie interna ligeramente entalcada.



## Especificaciones técnicas

Composición:	Caucho de Latex Natural vulcanizado
Espesor de la palma:	0,34 mm
Espesor del puño:	0,28 mm
Espesor de dedos:	0,40 mm
Fuerza de rotura	≥ 12.5N
Límite residual de polvo:	≤10mg/dm <sup>2</sup>
Contenido de proteína:	21 ug/g

## Dimensiones

Talla	6	6,5	7	7,5	8	8,5
Largo (mm):	490	490	500	500	501	501
Ancho (mm):	77±5	83±5	89±5	95±5	102±6	108±6
Peso (g):	20±3	21±3	22±3	23±3	24±3	25±3



### Estándares de calidad:

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.** Garantiza la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente.
- **Cumple los estándares de la ISO 13485.** Norma Internacional específica usada para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de Dispositivos Médicos y servicios relacionados; cumpliendo con la legislación vigente y con la necesidad de nuestros clientes.
- **Cumple los estándares ASTM D3577.** Especificación Estándar Internacional para guantes de látex quirúrgicos estériles, usados en el ámbito médico.
- **Cumple los estándares europeos EN 455.** Norma Europea específica para guantes médicos, para que el producto se use en un entorno médico es necesario que cumpla con unas pruebas:
  - EN 455-1: 2020 Libre de agujeros.
  - EN 455-2: 2015 Propiedades físicas.
  - EN 455-3: 2015 Evaluación biológica.

### Presentación comercial:

- Sobre por un par.
- Plegadiza/display por 50 sobres.
- Caja master con 8 plegadizas/displays.

### Códigos de barras para empaques:

TALLA	SOBRE	PLEGADIZA	MASTER
6	6975628333868	16975628333865	26975628333862
6.5	6975628333875	16975628333872	26975628333879
7	6975628333882	16975628333889	26975628333886
7.5	6975628333998	16975628333995	26975628333992
8	6975628333899	16975628333896	26975628333893
8.5	6975628334001	16975628334008	26975628334005

### Peso y dimensiones embalaje:

Talla	6	6,5	7	7,5	8	8,5
Largo (cm):	38	38	38	38	38	38
Ancho (cm):	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Alto (cm):	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Peso (Kg):	7.55	7.6	7.65	7.7	7.75	7.8



ANRUI HEALTH  
GROUP SAS

# GUANTE GINECOLOGICO

Esteril- Sin Talco



El guante ginecológico de latex actúa como barrera protectora contra infecciones entre el paciente y el profesional de la Salud. Son usados en procedimientos estériles, principalmente en área de la salud obstetricia, ginecología, laboratorio, veterinaria, entre otros; destinado para un solo uso.

AQL: 1,0

Elaborado con latex 100% natural

Tallas: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.

Vida útil: 5 años.

## Almacenamiento

Mantener alejado de la luz solar directa, almacenar en lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición



## Registro sanitario:

INVIMA 2024DM-0028289

## CARACTERÍSTICAS

- Forma anatómica para evitar la fatiga muscular del pulgar.
- Esterilizados con radiación Gamma.
- Con orillo reforzado.
- Color natural.
- Más largo.
- Superficie externa Microtexturizada.
- Superficie interna libre de talco.



## Especificaciones técnicas

Composición:	Caucho de Latex Natural vulcanizado
Espesor de la palma:	0,34 mm
Espesor del puño:	0,28 mm
Espesor de dedos:	0,40 mm
Fuerza de rotura	≥ 12.5N
Límite residual de polvo:	≤2mg/dm <sup>2</sup>
Contenido de proteína:	21 ug/g

## Dimensiones

Talla	6	6,5	7	7,5	8	8,5
Largo (mm):	490	490	500	500	501	501
Ancho (mm):	77±5	83±5	89±5	95±5	102±6	108±6
Peso (g):	20±3	21±3	22±3	23±3	24±3	25±3

**Fabricado por:** Tianchang City Anrui Medical

Equipments Co., Ltd.

Renhe Industrial District, 239331 Tianchang City,

Anhui Province, People's Republic of China.

**Importado y comercializado por:** Anrui Health Group S.A.S.

Cll 2 No. 18- 93 MZ 3 BG 26 parque Industrial San Jorge.

Mosquera- Cundinamarca.

Servicioalcliente@anruihealthgroup.com



### Estándares de calidad:

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.** Garantiza la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente.
- **Cumple los estándares de la ISO 13485.** Norma Internacional específica usada para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de Dispositivos Médicos y servicios relacionados; cumpliendo con la legislación vigente y con la necesidad de nuestros clientes.
- **Cumple los estándares ASTM D3577.** Especificación Estándar Internacional para guantes de látex quirúrgicos estériles, usados en el ámbito médico.
- **Cumple los estándares europeos EN 455.** Norma Europea específica para guantes médicos, para que el producto se use en un entorno médico es necesario que cumpla con unas pruebas:
  - EN 455-1: 2020 Libre de agujeros.
  - EN 455-2: 2015 Propiedades físicas.
  - EN 455-3: 2015 Evaluación biológica.

### Presentación comercial:

- Sobre por un par.
- Plegadiza/display por 25 sobres.
- Caja master con 4 plegadizas/displays.

### Códigos de barras para empaques:

TALLA	SOBRE	PLEGADIZA	MASTER
6	6975628333912	16975628333919	26975628333916
6.5	6975628333929	16975628333926	26975628333923
7	6975628333936	16975628333933	26975628333930
7.5	6975628334018	16975628334015	26975628334012
8	6975628333943	16975628333940	26975628333947
8.5	6975628334025	16975628334022	26975628334029

### Peso y dimensiones embalaje:

Talla	6	6,5	7	7,5	8	8,5
Largo (cm):	38	38	38	38	38	38
Ancho (cm):	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5	35,5
Alto (cm):	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5	37,5
Peso (Kg):	7.55	7.6	7.65	7.7	7.75	7.8