



ANRUI HEALTH
GROUP SAS

GUANTE QUIRURGICO ESTERIL

Sin Talco



El guante quirurgico de latex actúa como barrera protectora contra infecciones entre el paciente y el profesional de la Salud. Son usados en procedimientos estériles, principalmente en área de la salud; destinado para un solo uso.

CARACTERÍSTICAS

- Forma anatómica que reduce la fatiga muscular del pulgar.
- Esterilizados con radiación Gamma.
- Diseño con puño invertido y reborde para evitar el deslizamiento.
- Superficie externa microtexturizada que no altera la sensibilidad táctil.
- Resistente a la elongación, la humedad y a la temperatura.
- Sin perforaciones.
- Superficie interna libre de talco.
- Empacados en doble envoltura, ergonómicamente elaborados para mano derecha e izquierda.



AQL: 1,0

Elaborado con latex natural

Hipoalergenico y Atoxico

Tallas: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.

Vida util: 5 años.

Color natural

Almacenamiento

Mantener alejado de la luz solar directa, guardar en lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición



Registro sanitario:

INVIMA 2024DM-0028289

Especificaciones técnicas

Composición:	Caucho de Latex Natural vulcanizado
Espesor de la palma:	0,34 mm
Espesor del puño:	0,28 mm
Espesor de dedos:	0,40 mm
Fuerza de rotura	≥ 12.5N
Límite residual de polvo:	≤ 2mg/dm ²
Contenido de proteína:	21 ug/g

Dimensiones y Peso:

Talla	6	6,5	7	7,5	8	8,5
Largo (mm):	260	260	270	270	270	280
Ancho (mm):	77±5	83±5	89±5	95±5	102±6	108±6
Peso (g):	7±5	7±5	8±5	8±5	9±5	9±5

Fabricado por: Tianchang City Anrui Medical Equipments Co., Ltd.
Renhe Industrial District, 239331 Tianchang City, Anhui Province,
People's Republic of China.

Importado y comercializado por: Anrui Health Group S.A.S.
Cll 2 No. 18- 93 MZ 3 BG 26 parque Industrial San Jorge.
Mosquera- Cundinamarca.
Servicioalcliente@anruihealthgroup.com



Estándares de calidad:

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.** Garantiza la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente.
- **Cumple los estándares de la ISO 13485.** Norma Internacional específica usada para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de Dispositivos Médicos y servicios relacionados; cumpliendo con la legislación vigente y con la necesidad de nuestros clientes.
- **Cumple los estándares ASTM D3577.** Especificación Estándar Internacional para guantes de látex quirúrgicos estériles, usados en el ámbito médico.
- **Cumple los estándares europeos EN 455.** Norma Europea específica para guantes médicos, para que el producto se use en un entorno médico es necesario que cumpla con unas pruebas:
 - EN 455-1: 2020 Libre de agujeros.
 - EN 455-2: 2015 Propiedades físicas.
 - EN 455-3: 2015 Evaluación biológica.

Presentación comercial:

- Sobre por un par.
- Plegadiza/display por 50 sobres.
- Caja master con 8 plegadizas/displays.

Códigos de barras para empaques:

TALLA	SOBRE	PLEGADIZA	MASTER
6	6975628330140	16975628330147	269756283301441
6.5	6975628330157	16975628330154	2697562833015
7	6975628330164	16975628330161	26975628330168
7.5	6975628330171	16975628330178	26975628330175
8	6975628330188	16975628330185	26975628330182
8.5	6975628330195	16975628330192	26975628330199

Peso y dimensiones embalaje:

Talla	6	6,5	7	7,5	8	8,5
Largo (cm):	54	54	54	54	54	54
Ancho (cm):	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
Alto (cm):	40	40	40	40	40	40
Peso (Kg):	11	11,5	12	12,5	13	13,5

Laura Daniela Rivas Motta
Directora Técnica.

GUANTE QUIRURGICO ESTERIL

Con Talco



El guante quirurgico de latex actúa como barrera protectora contra infecciones entre el paciente y el profesional de la Salud. Son usados en procedimientos estériles, principalmente en área de la salud; destinado para un solo uso.

AQL: 1,0

Elaborado con latex natural

Hipoalergenico y Atoxico

Tallas: 6, 6.5, 7, 7.5, 8, 8.5.

Vida util: 5 años.

Color natural

Empaque Hermetico

Almacenamiento

Mantener alejado de la luz solar directa, guardar en lugar fresco y seco.

Mantener alejado de fuentes de ozono o ignición



Registro sanitario:

INVIMA 2024DM-0028289

CARACTERÍSTICAS

- Forma anatómica que reduce la fatiga muscular del pulgar.
- Esterilizados con radiación Gamma.
- Diseño con puño invertido y reborde para evitar el deslizamiento.
- Superficie externa microtexturizada que no altera la sensibilidad táctil.
- Resistente a la elongación, la humedad y a la temperatura.
- Sin perforaciones.
- Superficie interna ligeramente entalcada, con fécula bioabsorbente de grado USP.
- Empacados en doble envoltura, ergonómicamente elaborados para mano derecha e izquierda.



Especificaciones técnicas:

Composición:	Caucho de Latex Natural vulcanizado
Espesor de la palma:	0,34 mm
Espesor del puño:	0,28 mm
Espesor de dedos:	0,40 mm
Fuerza de rotura	≥ 12.5N
Límite residual de polvo:	≤10mg/dm2
Contenido de proteína:	21 ug/g

Dimensiones y Peso:

Talla	6	6,5	7	7,5	8	8,5
Largo (mm):	260	260	270	270	270	280
Ancho (mm):	77±5	83±5	89±5	95±5	102±6	108±6
Peso (g):	7±5	7±5	8±5	8±5	9±5	9±5



Estándares de calidad:

- **Manufacturados de acuerdo con el sistema de calidad ISO 9001.** Garantiza la mejora de la calidad de los productos y servicios, así como la satisfacción del cliente.
- **Cumple los estándares de la ISO 13485.** Norma Internacional específica usada para el diseño y desarrollo, producción, instalación y servicio de post venta de Dispositivos Médicos y servicios relacionados; cumpliendo con la legislación vigente y con la necesidad de nuestros clientes.
- **Cumple los estándares ASTM D3577.** Especificación Estándar Internacional para guantes de látex quirúrgicos estériles, usados en el ámbito médico.
- **Cumple los estándares europeos EN 455.** Norma Europea específica para guantes médicos, para que el producto se use en un entorno médico es necesario que cumpla con unas pruebas:
 - EN 455-1: 2020 Libre de agujeros.
 - EN 455-2: 2015 Propiedades físicas.
 - EN 455-3: 2015 Evaluación biológica.

Presentación comercial:

- Sobre por un par.
- Plegadiza/ display por 50 sobres.
- Caja master con 8 plegadizas/displays.

Códigos de barras para empaques:

TALLA	SOBRE	PLEGADIZA	MASTER
6	6975628330126	16975628330123	26975628330120
6.5	6975628330041	16975628330048	26975628330045
7	6975628330058	16975628330055	26975628330052
7.5	6975628330065	16975628330062	26975628330069
8	6975628330072	16975628330079	26975628330076
8.5	6975628330133	16975628330130	26975628330137

Peso y dimensiones embalaje:

Talla	6	6,5	7	7,5	8	8,5
Largo (cm):	54	54	54	54	54	54
Ancho (cm):	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6	25.6
Alto (cm):	40	40	40	40	40	40
Peso (Kg):	11	11,5	12	12,5	13	13,5

Laura Daniela Rivas Motta
Directora Técnica.